FICHE TECHNIQUE IMPLANTS 2





L'implant 2D est un dispositif biocompatible $^{(1)}$ de classe $\mathsf{IIb}^{(2)}$ spécialement conçu pour le renforcement des tissus dans le traitement des hernies et éventrations.

L'implant 2D est indiqué dans les cas de hernies et éventrations, et s'implante par voie coelioscopique ou laparoscopique.

L'implant est valable 5 ans après stérilisation, et est vendu sous sachet Tyvek, conditionné en boîte carton filmée, et stérilisé par rayonnement gamma ou à l'oxyde d'éthylène.

- Suivant ISO 10993 1
- Suivant directive européenne 93/42/CEE (2007/47/EC)

La gamme d'implants 2D se décline en :

- Polyester tricoté (PET)
- ** Polyester tridimensionnel (TRIMESH)
- Polypropylène tricoté:
 - Maille standard (PPT Std)
 - ➤ Maille légère (PPT LW)
- Polypropylène non tissé (PPNT)

- ⊕ Très grande résistance mécanique
- ⊕ Excellente souplesse qui facilite son déploiement dans la zone à traiter
- ⊕ Excellente souplesse qui offre un grand confort au patient

Polypropylène no	n tisse (PPNT)					
	Polyeste	er tricoté	Polypropylèi	Polypropylène non tissé		
	Bidimensionnel (PET)	Tridimensionnel (TRIMESH)	Maille Standard (PPT Std)	Maille légère (PPT LW)	(PPNT)	
Composition	100% Polyéthylène Téréphtalate Multi filament tricoté Ø 76dTex 22 100% Polyéthylène Téréphtalate Multi filament tricoté \$ tricoté \$ Spacer dTex 50,44		100% Polypropylène isotactique Mono filament tricoté double brin Ø 0,15 mm		100% Polypropylène	
Process	Tricot inde	émaillable	Tricot indén	Non tissé obtenu par extrusion et calandrage		
Masse surfacique	100 g/m²	120g/m²	90g/m²	60g/m²	50 g/m² (PPNT50) 70 g/m² (PPNT70) 90 g/m² (PPNT90)	
Epaisseur	0,6 mm	2,25 mm	0,6 mm		0.30 mm 0.40 mm 0.50 mm	
Taille des pores	1,9 mm²	-	0,7 mm ²	2,3 mm ²	Ø 1mm	
Résistance à l'éclatement ISO 13938 – 1	>500 kPa >400 kPa		>500k	-		
Force maximale à la rupture ISO 13934 – 1 (PET, PPT) EDANA 20-2-89 (PPNT)	>200N (sens colonnes) >400N (sens rangées)	>160N (sens colonnes) >160N (sens rangées)	>180N (sens colonnes) >320N (sens rangées)	>160N (sens colonnes) >210N (sens rangées)	>95N (sens production) >70N (sens travers)	
Allongement à la rupture ISO 13934 – 1 (PET, PPT) EDANA 20-2-89 (PPNT)	>40% (sens colonnes) >50% (sens rangées)	>35% (sens colonnes) >35% (sens rangées)	>80% (sens colonnes) >50% (sens rangées)	>100% (sens colonnes) >70% (sens rangées)	>45% (sens production) >80% (sens travers)	
Porosité NF S 94-801 :2007	60%	96%	50%	60%	-	
Taux d'ensimage NF S 94 – 167 – 5	<1,2%		<1,2%		<1,2%	
Relargage	-		<u>-</u>		-	
Taux de résidus tensio- actifs NF EN 1644 - 1	Absenc	e totale	Absence ·	Absence totale		



Références

	TRIMESH	PET	PPT Std	PPT LW	PP NT 50	PP NT 70	PP NT 90
Carré 15*15 cm	666515	416515	413515 413515/50* 413515/05*** 415515****	414515 414515/50 [*]	451515	471515	491515
Carré 17*17 cm	-	-	-	-	-	471717	491717
Carré 20*20 cm	-	416020	-	-	-		-
Carré 30*30 cm	666030	416030	413030 413030/25**	414030 414030/25**	451030	471030	491030
Disque Ø5 cm	-	-	413500	-	-	-	-
Disque Ø7 cm	-	-	413700	-	-	-	-
Disque Ø9 cm	-	-	413900	-	-	-	
Rectangle 6*11 cm	-	-	413611 413611/50 [*] 415611 ^{****}	414611 414611/50 [*]	-	-	-
Rectangle7,5*15 cm	666715	416715	413715 413715/50 [*] 415715 ^{****}	414715	-	-	-
Rectangle 9*13 cm	-	416913	413913 413913/50 [*] 415913 ^{****}	414913 414913/50 [*]	451913	471913	491913
Rectangle10*15 cm	666015	416015	413015 415015****	-	-	-	-
Rectangle15*17 cm	-	-	-	-	451517	471517	491517
Rectangle 15*30 cm	-	416530	413530	414530	-	-	-
Rectangle17*30 cm	-	-	-	-	451730	471730	491730
Rectangle25*35 cm	-	-	413535	-	-	-	-
Rectangle 30*50 cm	-	-	413050	-	-	-	-

Données cliniques / Références bibliographiques

*Conditionnement par 50

[035] The lightweight and large porous mesh concept for hernia repair – Review ISSN 1743-440, Futures Drugs Ltd. 2005

**Conditionnement par 25

- © [038] Randomized clinical trial comparing lightweight composite mesh with polyester or polypropylene mesh for incisional hernia repair J. Conze, A.N. Kingsnorth, JB. FLAMENT, R. SIMMERMARCHE, G. ARLT, C. LANGER, E. SCHIPPERS, M. HARTLEY and V. SCHUMPELICK British Journal of surgery 2005;92:1488-1493
- [072] Tolérance des prothèses herniaires. Caractéristiques des principaux matériaux utilisés E. ESTOUR La Journal de Cardio-chirurgie-N°53, Mars2005
- [107] The argument for Lightweight polypropylene Mesh in hernia Repair W. S. COBB, K.W. KERCHER, B. TODD HENIFORD Surgical innovation, vol 12, no 1 (march), 2005: pp63-69
- Octobre 2014 Suivi Clinique MICROVAL sur 30 cas, implant 416515

Symboles utilisés sur les étiquettes et/ou notices d'instruction



Consulter la notice d'instruction D133



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



***Conditionnement par 5

Usage unique



Ne pas re-stériliser



Dispositif stérilisé à l'oxyde d'éthylène (Implants PPT Std, PPT LW, PPNT)



Dispositif stérilisé aux rayonnements Gamma (Implants PET et TRIMESH)

****Conditionnement par 3



5 ans après stérilisation





MICROVAL

ZA Champ de Berre - 43240 Saint Just Malmont, France

Tel: 33 4 77 35 03 03 Fax: 33 4 77 35 03 19



