FICHE TECHNIQUE IMPLANTS SAFIRE®







Description

La bandeletteSAFIRE® est un implant biocompatible $^{(1)}$ de classe $IIb^{(2)}$ spécialement conçu pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme.

L'implant est valable 5 ans après stérilisation, est vendu en simple sachet Tyvek, conditionné en boîte carton filmée, et stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

- (1) Suivant ISO 10993 1
- (2) Suivant directive européenne 93/42/CEE (2007/47/CE)

Largeur bandelette = 1.2cm

Avantages

 $\oplus \mathsf{Son}$ mode de tricotage évite tout relargage de particule

⊕Bords de la bandelette non agressifs pour les tissus

⊕Surface macro-poreuse pour une bonne intégration tissulaire

⊕La présence de fil de suture à ses extrémités permet un accrochage aisé et sécurité au bout de l'aiguille -> pose facilitée

Matériel

La bandeletteSAFIRE[®]est disponible en polypropylène tricoté

	Polypropylène tricoté
Composition	100% Polypropylène isotactique Mono filament tricoté simple brin
	Ø 0,08 mm
Process	Tricot indémaillable
Masse surfacique	< 60g/m²
Epaisseur	0,45 mm
Taille des pores	_

	Polypropylène tricoté
Résistance à l'éclatement ISO 13938 – 1	>500kPa
Force maximale à la rupture ISO 13934 – 1	>45N
Allongement à la rupture ISO 13934 – 1	>40%
Porosité NF S 94-801 : 2007	65%
Taux d'ensimage <i>NF S 94 – 167 – 5</i>	<1,2%
Masse linéique Pr NF 94-801	0.391 g/m
Relargage	-
Taux de résidus tensio- actifs NF EN 1644 - 1	Absence totale

D080 V7 (Fr) Approbation : 19/07/2017[PM] [OC] [AAK] [MR][MDN]

Nos techniques et moyens médicaux étant en constante évolution, les informations contenues sur ce présent document sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification sans préavis.

<u>Références</u>

Bandelette SAFIRE® en Polypropylène et Instrumentation à USAGE UNIQUE						
KIT SAFIRE UG-3S	510130	Bandelette Longueur = 50 cm Largeur = 1.2 cm		Bandelette SAFIRE® en Polypropylène Aiguille hélice droite / Aiguille hélice gauche / Guide stériles		
KIT SAFIRE UG-1PS	510160	Bandelette Longueur = 50 cm Largeur = 1.2 cm		Bandelette SAFIRE® en Polypropylène Aiguille petite courbure stérile		
KIT SAFIRE UG-1S	510190	Bandelette Longueur = 50 cm Largeur = 1.2 cm		Bandelette SAFIRE® en Polypropylène Aiguille grande courbure stérile		

Bandelette SAFIRE [®] en Polypropylène					
SAFIRE	510100	Bandelette Longueur = 50 cm Largeur = 1.2 cm	50 cm Bandelette SAFIRE® en Polypropylène		
Instrumentation(s) associée(s) réutilisable(s)					
UG-2 UG-3	952200 952300		Aiguille hélice droite / Aiguille hélice gauche non stérile Aiguille hélice droite / Aiguille hélice gauche / Guide non stérile		
UG-1P	952600		Aiguille petite courbure non stérile		
UG-1	952900		Aiguille grande courbure non stérile		

Données cliniques / Références bibliographiques

- [149] Cure d'incontinence urinaire féminine par bandelette de prolène « TVT » : résultats préliminaires d'une enquête multicentrique et rétrospective M. SOULIE, F. DELBERT-JULHES, X. CUVILLIER, P. MOULY, J. THANWERDAS, P. DUFEUIL, JM. LARROQUE, J. BERNSTEIN, R. SOULIE, C. CHEMASLE, P. BRUCHIER, N. VAZZOLER, P. SEGUIN, F. PONTONNIER, P. PLANTE Progrès en Urologie (2000), 110, 622-628
- ❖ [155] Incontience urinaire chez la femme: du nouveau dans la prise en charge et le traitement de l'incontinence urinaire J. RAIGA, C. SAUSSINE, P. BARAKAT, P. CALMELET, E. CASTEL, D. JACQMIN, JP. BRETTES
- [172] La bandelette trans-obturatrice: un procédé mini-invasif pour traiter l'incontinence urinaire d'effort de la femme E. DELORME Progrès en Urologie (2001), 11, 1306-1313
- [174] Traitement de l'incontinence urinaire d'effort pure par bandelette sous-urétrale sans tension (TVT). Résultats à moyen terme d'une étude prospective sur 124 cas R. VILLET, D. ATALLAH, O. COTELLE-BERNEDE, P. GADONNEIX, D. SALEE-LIZEE, M. VAN DEN AKKER Progrès en Urologie (2002), 12, 70-76

Symboles utilisés sur les étiquettes et/ou notices d'instruction



Consulter la notice d'instruction D134



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Usage unique



Ne pas re-stériliser



Dispositif stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Dispositif stérilisé aux rayonnements gamma (Instruments à usage unique)



5 ans après stérilisation



Dispositif non stérile (Instruments réutilisables)



MICROVAL

ZA Champ de Berre - 43240 Saint Just Malmont, France Tel : 33 4 77 35 03 03 Fax : 33 4 77 35 03 19 <u>info@microval.fr</u>

